



Wij verbinden zorg



Altijd op de hoogte met

ANC Mobile Zorgapp

Wanneer het gaat om veiligheid!

Smartphones zijn tegenwoordig dusdanig ingeburgerd dat er vanuit de zorg de vraag komt naar applicaties waarmee de zorgprofessional (zorg)oproepen kan ontvangen en afhandelen op zijn of haar mobiele device.

In het kader van deze vraag heeft De Heer Medicom de ANC Mobile Zorgapp ontwikkeld, welke draait op het besturingssysteem Android. De app werkt samen met het ANC7000 Zorgcommunicatieplatform, in combinatie met de ANC Mobile Server. Deze server zorgt ervoor dat alarmen automatisch worden doorgestuurd naar de smartphone van de zorgmedewerker.

Alarmen en bijbehorende informatie worden middels een beveiligd protocol verstuurd vanuit de ANC Mobile Server naar de betreffende smartphones. Hierbij is het mogelijk om alarmen naar meerdere smartphones te versturen.

De userinterface van de applicatie kenmerkt zich door een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid. Alarmmeldingen worden overzichtelijk getoond in de applicatie middels eenduidige iconen. De duidelijke buttons en iconen leiden de zorgverlener makkelijk en snel door de applicatie heen.

Oproepen die binnenkomen op de ANC Mobile Zorgapp worden voorzien van gedetailleerde informatie, zoals het type alarm, cliëntnaam, locatie, zorgplangegevens, contactgegevens et cetera.

De zorgverlener die het alarm accepteert, zorgt voor de afhandeling van het alarm. Bij de overige zorgverleners verdwijnt het alarm uit de lijst. Het systeem houdt alle alarmen vast tot ze zijn afgehandeld, zodat geen alarmen verloren gaan.

De zorgapp voorziet in een spreek/luisterverbinding die met één druk op de knop beschikbaar is. Een assistentiebutton zorgt ervoor dat er, indien gewenst, direct contact kan worden opgenomen met een collega.

Daarnaast is het mogelijk om een videoverbinding te activeren, waarbij de zorgmedewerker het actuele beeld van de betreffende ruimte krijgt te zien.

Ook zijn diverse domotica functionaliteiten beschikbaar in de ANC Mobile Zorgapp, waarmee op afstand functies kunnen worden beheerd, zoals het openen van rolluiken, bediening van verlichting etc.

System Configuratie

De ANC Mobile Zorgapp werkt samen met het ANC7000 Zorgcommunicatiesysteem in combinatie met de ANC Mobile Server applicatie van De Heer Medicom.

ANC Mobile Zorgapp

Op iedere smartphone dient een ANC Mobile server applicatie te worden geïnstalleerd. Deze applicatie wordt door DHM geïnstalleerd.

Eenduidige alarm symbolen

Overzichtelijke weergave alarmen

Aan- en uitschakelen sensoren

Selecteren van een gebouw of afdeling

Eenvoudig selecteren van een alarm

Spreek/luisterverbinding

Oproepen ontvangen en afhandelen op smartphone

Videoverbinding voor actueel beeld



De Heer Medicom
Mens / Zorg / Veiligheid

t +31 (0)46 489 25 50
f +31 (0)46 489 25 75
e info@deheermedicom.nl
i www.deheermedicom.nl