



De Care4me, de nieuwe unit voor de extra- en intramurale zorg van De Heer Medicom drukt direct uit wat deze unit betekent voor de cliënten van (thuis)-zorginstellingen, namelijk het “zorgen voor” in de breedste zin des woords.

Deze unit is geheel ontwikkeld met de gedachte dat cliënten en bewoners van elk soort organisatie, een volwaardige plaats in de maatschappij behouden met voldoende perspectief op ontplooiing en ontwikkeling, waarbij het er om gaat dat een cliënt zijn eigen keuzes kan maken en invloed heeft op zijn leven en de omgeving waarin hij of zij zich bevindt.

Functionaliteiten

Deze zorgcommunicatie-unit beschikt over een scala aan functionaliteiten die het welbevinden van de cliënt bewaken, de cliënt helpen bij zijn of haar dagelijkse bezigheden en, niet minder belangrijk, de medewerkers van de zorgorganisatie ondersteunen bij het zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren van hun taken.

Naast de standaard verpleegroepfunctionaliteit met spraak, beschikt de unit onder andere over een geïntegreerde 8-kanaals ontvanger voor draadloze sensoren, over welzijnsbewaking die actief en/of passief registreert of in de bewonerskamer of het appartement inactiviteit is en

over een 7” touchscreen met een video deurintercom functie. Ook is een camera in de unit geïntegreerd, waardoor interactieve videocommunicatie mogelijk is met bijvoorbeeld verpleging, wijkverpleegkundige, (huis)arts of familie en vrienden. Op het beeldscherm kan ook een uitgebreide menustructuur worden weergegeven met allerlei functies, zoals een medicijnreminder, een activiteitenagenda of een keuzemenu voor de maaltijden.

Bluetooth

Een extra functie is een Bluetooth module waarmee men telemedicine apparatuur kan koppelen op de unit. Zo is het mogelijk bijvoorbeeld bloeddruk, bloedsuikervwaarde, saturatie et cetera via deze unit door te zenden naar de daartoe aangewezen personen. Technisch gezien is de Care4me zeer geavanceerd. De unit is feitelijk een klein formaat computer met alle functionaliteiten van dien.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met de afdeling verkoop. Zij zijn bereikbaar via info@deheermedicom.nl of op telefoonnummer 046 - 489 25 50 •